

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dcaf7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61962

Numéro d'article: CM0017790

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DCAF7, également connu sous le nom de WDR68, destiné à être utilisé en Western blot, immunofluorescence et ELISA. Validé sur échantillons humains et murins. Protéine de 39 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DCAF7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10238
GeneID	10238
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 342 de la DCAF7 humaine (NP_005819.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P61962
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace