

Anticorps Polyclonal Anti-Dcamkl1/Dclk1 Pour Wb, If-P, Elisa - O15075

Numéro d'article: CM0029405



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique pour DCAMKL1/DCLK1 (acides aminés 590-740). Validé pour WB, IF-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Uniquement pour la recherche pour l'étude de la migration neuronale et des voies de signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DCAMKL1/DCLK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9201
GeneID	9201
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 590-740 de DCAMKL1/DCLK1 (NP_001317000.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15075
Poids Protéique	82kDa
Expédition	Sac de glace