

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dcamkl1/Dclk1 Pour Wb, Elisa - O15075

Numéro d'article: CM0011902



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la DCAMKL1/DCLK1 humaine (sérine/thréonine-protéine kinase), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur la migration neuronale et le développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCAMKL1/DCLK1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Espèce	Humain
GeneID	9201 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 600-700 de la DCAMKL1/DCLK1 humaine (O15075)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15075
Poids protéique	82kDa
Expédition	Sac de glace