


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dck Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27707

Numéro d'article: CM0007635



Introduction

Anticorps monoclonal lapin précis dirigé contre la DCK (déoxycytidine kinase) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur la phosphorylation des analogues de nucléosides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] DCK Rabbit mAb
Remarques / Alias	DCK ; [Validé KD] DCK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la DCK humaine (NP_000779.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27707
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace