


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dck Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27707

Numéro d'article: CM0023671



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la désoxycytidine kinase humaine (DCK) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat ; idéal pour les études sur l'activation des médicaments anticancéreux et antiviraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCK Rabbit pAb
Remarques / Alias	DCK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1633
GeneID	1633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de la DCK humaine (NP_000779.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27707
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace