


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dclre1C Pour Wb, Elisa - Q96Sd1

Numéro d'article: CM0026487



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DCLRE1C (Artemis) humain pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la réparation de l'ADN, la recombinaison V(D)J et les maladies d'immunodéficience.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCLRE1C Rabbit pAb
Remarques/Alias	SCIDA, SNM1C, A-SCID, RS-SCID, DCLREC1C, DCLRE1C
Espèce	Humain
Identifiant du gène	64421
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de DCLRE1C humain (NP_001029027.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96SD1
Poids moléculaire de la protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace