

Anti-Dcn (Décorine) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Numéro d'article: CM0018111

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la DCN/Décorine humaine (P07585), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la matrice extracellulaire et la fibrillogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DCN Lapin pAb
Remarques/Alias	CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B; DCN
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1634
ID de Gène	1634
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 31-359 de la DCN humaine (NP_001911.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07585
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace