


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dcp1A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Npi6

Numéro d'article: CM0011237



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DCP1A de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Convient aux recherches sur la décapage de l'ARNm et la dégradation de l'ARNm médiée par les codons non-sens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCP1A Rabbit mAb
Remarques/alias	SMIF, SMAD4IP1, HSA275986, Nbla00360, DCP1A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55802
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 483 et 582 de DCP1A humain (Q9NPI6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9NPI6
Poids moléculaire	63 kDa
Expédition	Sac de glace