


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dcp1A Pour Wb, Elisa - Q9Npi6

Numéro d'article: CM0029338



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DCP1A humaine (SMIF), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la dégradation de l'ARNm et la signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCP1A Lapin pAb
Remarques/Alias	SMIF; SMAD4IP1; HSA275986; Nbla00360; DCP1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55802
GeneID	55802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 303-582 de la DCP1A humaine (NP_060873.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPI6
Poids moléculaire	63kDa
Expédition	Sac de glace