

Anticorps Polyclonal Anti-Dcp1B Pour Wb Et Elisa - Q8Izd4

Numéro d'article: CM0019266

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DCP1B humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat. Idéal pour l'étude des mécanismes de décapage des ARNm et de la dégradation des ARNm médiée par les codons non-sens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCP1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	DCP1 ; DCP1B
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	196513
GeneID	196513
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 386 à 617 de la DCP1B humaine (NP_689853.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8IZD4
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Pain de glace