

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dcp2 Pour Wb, Elisa - Q8lu60

Numéro d'article: CM0029779



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DCP2 (NUDT20), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. DCP2 est une enzyme de décapage de l'ARNm impliquée dans le renouvellement de l'ARNm et la dégradation médiée par les non-sens. Idéal pour l'étude de la régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DCP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NUDT20; DCP2
Espèce	Humain
ID de Gène	167227
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de DCP2 humain (NP_001229306.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IU60
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace