

Anticorps Polyclonal Anti-Dcps Pour Wb, Elisa - Q96C86

Numéro d'article: CM0013629



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DCPS humaine (diphosphatase m7GpppX). Convient pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Détecte une bande d'environ 39 kDa. Essentiel pour la recherche sur la dégradation et l'épissage des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-DCPS
Remarques/Alias	ARS; DCS1; HSL1; HINT5; HINT-5; HSPC015; DCPS
Espèce	Humain
GeneID	28960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la DCPS humaine (NP_054745.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96C86
Poids protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace