

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dcr1/Cd263 Pour Wb, Elisa - O14798

Numéro d'article: CM0007522

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité dirigé contre DcR1/CD263 humain (TRAIL-R3, TNFRSF10C), validé pour Western blot et ELISA. Ce récepteur leurre entre en compétition pour la liaison de TRAIL afin d'inhiber l'apoptose. Réagit chez l'homme, 27 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-DcR1/CD263
Remarques / Alias	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR; DcR1 / CD263
Espèce	Humain
ID Gène (Humain)	8794
ID Gène	8794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-230 de DcR1 / CD263 humain (NP_003832.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14798
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace