

Anticorps Polyclonal Anti-Dct Pour Wb, Elisa - P40126

Numéro d'article: CM0017108



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DCT pour les applications WB et ELISA. Spécifique de la DCT humaine et murine (TRP-2), une enzyme mélanogène de 59 kDa impliquée dans la biosynthèse de la mélanine. Idéal pour la recherche sur la pigmentation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCT pAb de lapin
Remarques/Alias	OCA8 ; TRP-2 ; TYRP2 ; DCT
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1638
GeneID	1638
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 350 de la DCT humaine (NP_001913.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P40126
Poids moléculaire	59 kDa
Expédition	Sac de glace