

Anticorps Polyclonal Anti-Dctd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P32321

Numéro d'article: CM0028486



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DCTD humaine (dCMP déaminase), adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible une enzyme clé du métabolisme des nucléotides et de la récupération épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DCTD Lapin pAb
Remarques/Alias	DCTD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1635
GeneID	1635
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-178 de la DCTD humaine (NP_001912.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32321
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace