


Anticorps Polyclonal Anti-Dctn2 Pour Wb, Elisa - Q13561

Numéro d'article: CM0014278



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine DCTN2 (dynactine sous-unité 2). Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec les DCTN2 humain, murin et de rat. Adapté pour l'étude du transport médié par la dynéine et de la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCTN2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10540
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-401 de la DCTN2 humaine (NP_006391.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13561
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace