

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dctn2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13561

Numéro d'article: CM0019218



Introduction

Détectez la sous-unité 2 de dynactine (DCTN2/p50 dynamitine, 44kDa) chez l'humain et le rat avec cet anticorps polyclonal de lapin. Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/ICC et l'ELISA. Idéal pour les études sur le transport médié par la dynéine et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DCTN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10540
GeneID	10540
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-320 de DCTN2 humain (NP_006391.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13561
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace