


Anticorps Monoclonal Anti-Dctn5 Pour Wb, Elisa - Q9Bte1

Numéro d'article: CM0003341



Introduction

DCTN5 Rabbit mAb, un anticorps monoclonal ciblant la sous-unité 5 de dynactine (p25), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport dynéine et les kinétochores.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DCTN5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	DCTN5; sous-unité 5 de dynactine
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	84516
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-182 de DCTN5 humain (Q9BTE1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BTE1
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace