


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dctn5 Pour Wb, Elisa - Q9Bte1

Numéro d'article: CM0020909



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DCTN5 de haute qualité validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec la DCTN5 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction du complexe dynactine et du transport intracellulaire médié par la dynéine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | DCTN5 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Remarques / Alias                | DCTN5                                                                                                                                           |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)                  | 84516                                                                                                                                           |
| GeneID                           | 84516                                                                                                                                           |
| Immunogène                       | Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la DCTN5 humaine (NP_115875.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                                           |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                             |
| SWISS                            | Q9BTE1                                                                                                                                          |
| Poids moléculaire de la protéine | 20 kDa                                                                                                                                          |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                    |