

Anticorps Polyclonal Anti-Dcxr Pour Wb Et Elisa - Q7Z4W1

Numéro d'article: CM0025949



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le DCXR humain (L-xylulose réductase). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle des uronates et l'osmorégulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCXR Lapin pAb
Remarques/Alias	XR ; DCR ; HCR2 ; P34H ; HCR11 ; KIDCR ; PNTSU ; SDR20C1 ; DCXR
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51181
ID du gène	51181
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-244 du DCXR humain (NP_057370.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z4W1
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace