


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ddah1 Pour Wb Et Elisa - O94760

Numéro d'article: CM0004242



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le DDAH1 humain, validé en Western blotting et ELISA. Détecte le DDAH1 dans des échantillons humains et de rat. Essentiel pour les études sur la régulation du monoxyde d'azote et le métabolisme de la diméthylarginine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DDAH1 mAb Lapin
Remarques/Alias	DDAH; DDAHI; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	23576
ID de Gène	23576
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 186-285 du DDAH1 humain (O94760).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	O94760
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace