


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddah1 Pour Wb, If/Icc Et Elisa - O94760

Numéro d'article: CM0015862



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre DDAH1, validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation du monoxyde d'azote et du métabolisme de la diméthylarginine dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | DDAH1 Lapin pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | DDAH; DDAH1; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1                                                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                     |
| ID de Gène         | 23576                                                                                                                      |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-285 de DDAH1 humain (NP_036269.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                      |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS              | O94760                                                                                                                     |
| Poids Protéique    | 31kDa                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                               |