

Anticorps Polyclonal Anti-Ddah2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95865

Numéro d'article: CM0025767

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DDAH2 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche sur les rôles du DDAH2 dans la biologie vasculaire, la sécrétion d'insuline et la fission mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDAH2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23564
ID du gène	23564
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-285 du DDAH2 humain (NP_039268.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95865
Poids protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace