

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ddah2 Pour Wb Et Elisa - O95865

Numéro d'article: CM0012297

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DDAH2 validé pour les applications de Western blot (WB) et d'ELISA. Détecte la DDAH2 humaine, murine et de rat, une protéine impliquée dans l'induction du VEGF, la sécrétion d'insuline et la dynamique mitochondriale. Idéal pour la recherche en biologie vasculaire et en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-DDAH2
Remarques/Alias	G6a ; DDAH ; NG30 ; DDAHII ; HEL-S-277 ; DDAH2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	23564
ID du gène	23564
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de la DDAH2 humaine (O95865).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O95865
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace