

## Anticorps Polyclonal Anti-Ddb1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16531

Numéro d'article: CM0027317



### Introduction

Anticorps Polyclonal Anti-DDB1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le DDB1 humain, souris, rat (127kDa). Utilisé pour la recherche sur la réparation de l'ADN et l'ubiquitination via les complexes UV-DDB et DCX.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | DDB1 Lapin pAb                                                                                                          |
| Remarques/Alias     | XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1                                                                   |
| Espèce              | Humain                                                                                                                  |
| ID de Gène (Humain) | 1642                                                                                                                    |
| ID de Gène          | 1642                                                                                                                    |
| Immunogène          | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 741-1140 du DDB1 humain (NP_001914.3) |
| Source              | Lapin                                                                                                                   |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                   |
| Application         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                     |
| SWISS               | Q16531                                                                                                                  |
| Poids Protéique     | 127kDa                                                                                                                  |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                            |