

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ddb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16531

Numéro d'article: CM0004180



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DDB1 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la réparation de l'ADN (voie NER) et du système ubiquitine-protéasome. Immunogène peptidique spécifique. 127kDa. SWISS Q16531.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-DDB1
Remarques/Alias	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1642
GeneID	1642
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1041-1140 de la DDB1 humaine (NP_001914.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16531
Poids de la protéine	127kDa
Expédition	Sac de glace