

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddb1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16531

Numéro d'article: CM0025059



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DDB1 pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN et l'ubiquitination. Validé en WB, IHC-P, IP, ELISA avec réactivité humaine, souris, rat. Idéal pour l'étude du complexe UV-DDB et des ligases E3 DCX.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DDB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1642
GeneID	1642
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1000-1140 de la DDB1 humaine (NP_001914.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16531
Poids Protéique	127kDa
Expédition	Sac de glace