

Anticorps Polyclonal Anti-Ddb2 Pour If/Cci, Elisa - Q92466

Numéro d'article: CM0019031



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DDB2 validé pour l'immunofluorescence sur cellule/cytologie et l'ELISA sur échantillons humains. Cible la protéine 2 de liaison aux dommages de l'ADN (UV-DDB2), un facteur clé de la réparation par excision de nucléotides. Idéal pour la recherche sur les dommages et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Espèce	Humain
GeneID	1643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1-315 de la protéine DDB2 humaine (NP_000098.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92466
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace