


Anticorps Polyclonal Anti-Ddc Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20711

Numéro d'article: CM0028412



Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité dirigé contre le DDC humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biosynthèse des catécholamines et de la sérotonine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDC Lapin pAb
Remarques/Alias	AADC; DDC
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1644
GeneID	1644
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-137 du DDC humain (NP_000781.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20711
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace