

Anticorps Monoclonal Anti-Ddit3/Chop Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35638

Numéro d'article: CM0003720

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le DDIT3/CHOP humain (transcrit 3 inducible par dommages à l'ADN). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat. Poids moléculaire prédit : 19 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDIT3/CHOP Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	CHOP ; CEBPZ ; CHOP10 ; CHOP-10 ; GADD153 ; AltDDIT3 ; C/EBPzeta ; DDIT3/CHOP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1649
GeneID	1649
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du DDIT3/CHOP humain (NP_004074.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35638
Poids protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace