

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ddit3/Chop Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Numéro d'article: CM0004576

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le DDIT3/CHOP humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études sur le stress du RE et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-DDIT3/CHOP
Remarques/Alias	CHOP ; CEBPZ ; CHOP10 ; CHOP-10 ; GADD153 ; AltDDIT3 ; C/EBPzeta ; DDIT3/CHOP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1649
GenelD	1649
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du DDIT3/CHOP humain (NP_004074.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35638
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace