

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddit3/Chop Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Numéro d'article: CM0014939

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin (pAb) DDIT3/CHOP cible le facteur de transcription du stress du RE de 19 kDa. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la réponse aux protéines mal repliées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin DDIT3/CHOP
Remarques/Alias	CHOP ; CEBPZ ; CHOP10 ; CHOP-10 ; GADD153 ; AltDDIT3 ; C/EBPzeta ; DDIT3/CHOP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1649
GeneID	1649
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-169 de DDIT3/CHOP humain (NP_004074.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35638
Poids Moléculaire Protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace