

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddit3/Chop Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35638

Numéro d'article: CM0015894

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DDIT3/CHOP (CHOP10, GADD153). Validé en WB, IHC-P, IP et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du stress du réticulum endoplasmique (RE), de l'apoptose et des voies de réponse aux protéines mal repliées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DDIT3/CHOP
Remarques/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1649
ID de gène	1649
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine humaine DDIT3/CHOP (NP_004074.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P35638
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace