

Anticorps Polyclonal Anti-Ddost Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P39656

Numéro d'article: CM0029500



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-DDOST est adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Il détecte le DDOST humain, de souris et de rat, une sous-unité OST clé essentielle pour la N-glycosylation des protéines. Idéal pour la recherche en glycobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDOST Rabbit pAb
Remarques / Alias	OST; WBP1; AGER1; CDG1R; GATD6; OST48; OKSWcl45; DDOST
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1650
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-300 du DDOST humain (NP_005207.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P39656
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace