


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ddr1/Mck10/Cd167A Pour Wb Et Elisa - Q08345

Numéro d'article: CM0006780



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le DDR1/MCK10/CD167a humain, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur du collagène, de la migration cellulaire et des voies d'invasion tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DDR1/MCK10/CD167a Lapin mAb
Remarques/Alias	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	780
GeneID	780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-416 du DDR1/MCK10/CD167a humain (NP_054699.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q08345
Poids Protéique	101kDa
Expédition	Sac de glace