


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ddr2 Pour Wb Et Elisa - Q16832

Numéro d'article: CM0005378



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-DDR2 de haute qualité validé pour les applications Western blot et ELISA. Détecte le DDR2 humain, de souris et de rat, une récepteur tyrosine kinase du collagène impliqué dans le remodelage tissulaire et le développement osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DDR2 Lapin mAb
Remarques/Alias	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4921
GeneID	4921
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 756-855 du DDR2 humain (Q16832).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16832
Poids Protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace