


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddr2 Pour Wb, Elisa - Q16832

Numéro d'article: CM0012945



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DDR2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible impliquée dans la signalisation du collagène et le remodelage tissulaire ; adapté pour la recherche en oncologie et le développement osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DDR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4921
ID de gène	4921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-400 du DDR2 humain (NP_001014796.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16832
Poids moléculaire	97kDa
Expédition	Sac de glace