


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddt Pour Wb, Elisa - P30046

Numéro d'article: CM0027223



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la D-dopachrome décarboxylase humaine (DDT). Validé pour le Western blotting et l'ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de la mélanine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DDT Lapin pAb
Remarques/Alias	D-DT; DDCT; MIF2; MIF-2; DDT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1652
GeneID	1652
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 de la DDT humaine (NP_001346.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30046
Poids Moléculaire	13kDa
Expédition	Sac de glace