

Anticorps Polyclonal Anti-Ddx1 - Q92499

Numéro d'article: CM0027325



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre DDX1 pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Détecte l'ARN hélicase DDX1 dépendante de l'ATP impliquée dans la transcription, le traitement de l'ARN et la défense antivirale - Q92499.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX1 pAb de lapin
Remarques / Alias	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1653
GeneID	1653
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 441-740 de DDX1 humain (NP_004930.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92499
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace