

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddx11 Pour Wb, Elisa - Q96Fc9

Numéro d'article: CM0029861

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'hélicase ADN-dépendante à l'ATP DDX11 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la réplication et la réparation de l'ADN ainsi que la biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX11 Lapin pAb
Remarques/Alias	CHL1; KRG2; WABS; CHLR1; DDX11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1663
GeneID	1663
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la DDX11 humaine (NP_689651.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96FC9
Poids de la protéine	108kDa
Expédition	Sac de glace