

Anticorps Monoclonal Anti-Ddx17 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92841

Numéro d'article: CM0011944



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin DDX17 validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris, le rat. Cible l'ARN hélicase DDX17 (Q92841) impliquée dans l'épissage des pré-ARNm et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX17 AcM Lapin
Remarques/Alias	P72 ; RH70 ; DDX17
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10521
GeneID	10521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de DDX17 humain (Q92841)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92841
Poids protéique	80 kDa
Expédition	Sac de glace