


Anticorps Polyclonal Anti-Ddx20 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhi6

Numéro d'article: CM0029492



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DDX20 humain (Gemin3), une hélicase à ARN DEAD-box impliquée dans l'assemblage des snRNP. Convient pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DDX20
Remarques/Alias	DP103 ; GEMIN3 ; DDX20
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11218
GeneID	11218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-280 du DDX20 humain (NP_009135.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHI6
Poids protéique	92 kDa
Livraison	Sac de glace