

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddx24 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9GZr7

Numéro d'article: CM0018543

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DDX24 humain (protéine 24 à boîte DEAD), une hélicase de l'ARN dépendante de l'ATP impliquée dans l'épissage des pré-ARNm et l'immunité innée. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX24 Rabbit pAb
Remarques/Synonyme	DDX24
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57062
GeneID	57062
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-859 de DDX24 humain (NP_065147.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9GZR7
Poids moléculaire	96 kDa
Expédition	Sac de glace