

## Anticorps Anti-Ddx3 Rabbit Polymab® Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O00571

Numéro d'article: CM0006865



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité contre DDX3 (hélicase ARN dépendante de l'ATP DDX3X) validé en WB, IF/ICC, IP, ELISA pour humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur la transcription, la traduction et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | DDX3 Rabbit PolymAb®                                                                                                   |
| Remarques/Alias      | DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                 |
| GeneID               | 1654                                                                                                                   |
| Immunogène           | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de DDX3 humain (NP_001347.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                  |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                  |
| Application          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                    |
| SWISS                | O00571                                                                                                                 |
| Poids de la protéine | 73kDa                                                                                                                  |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                           |