

Anticorps Polyclonal Anti-Ddx31 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8H2

Numéro d'article: CM0024360

Introduction

DDX31 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal pour WB, IF/ICC, ELISA, réagissant avec l'humain, la souris, le rat. Cible l'hélicase à boîte DEAD DDX31, essentielle pour la biogenèse des ribosomes et la régulation de p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX31 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PPP1R25; DDX31
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	64794
ID du gène	64794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 652-851 de DDX31 humain (NP_073616.6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H8H2
Poids protéique	94kDa
Expédition	Sac de glace