

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddx39A - 000148

Numéro d'article: CM0030473



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine DDX39A (BAT1/URH49) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'exportation d'ARNm, de l'épissage et des mécanismes antiviraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX39A Rabbit pAb
Remarques / Alias	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10212
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine DDX39A humaine (NP_005795.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00148
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace