


Anticorps Polyclonal Anti-Ddx3X Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00571

Numéro d'article: CM0024798



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DDX3X humain (O00571). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la Souris, le Rat. Hélicase à ARN dépendante de l'ATP impliquée dans la transcription, la traduction et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX3X Rabbit pAb
Remarques/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRX55B; DDX3X
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1654
GeneID	1654
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 1-100 du DDX3X humain (NP_001347.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00571
Poids protéique	73kDa
Expédition	Sac de glace