


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ddx3X/Ddx3Y Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00571/O15523

Numéro d'article: CM0007009



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre DDX3X/DDX3Y, validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier les fonctions des hélicases à ARN, les infections virales et les voies de signalisation de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX3X/DDX3Y Rabbit mAb
Remarques/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DBY; DDX3X/DDX3Y
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1654/8653
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00571/O15523
Poids moléculaire de la protéine	73 kDa/71 kDa/32 kDa
Expédition	Sac de glace