

Anticorps Polyclonal Anti-Ddx3Y Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15523

Numéro d'article: CM0017072

Introduction

Anticorps polyclonal anti-DDX3Y à haute affinité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéine DDX3Y humaine, murine et rat. Idéal pour étudier la fonction de l'ARN hélicase dépendante de l'ATP et les voies de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX3Y Lapin pAb
Remarques/Alias	DBY; DDX3Y
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8653
GeneID	8653
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de DDX3Y humain (NP_001116137.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15523
Poids protéique	73kDa
Expédition	Sac de glace