

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddx4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nqi0

Numéro d'article: CM0014562

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DDX4 (VASA), une ARN hélicase dépendante de l'ATP spécifique des cellules germinales. Il détecte le DDX4 humain, de souris et de rat pour les applications Western blot, immunofluorescence, IHC et ELISA dans la recherche sur la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DDX4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	VASA ; DDX4
Espèce	Humain
Identifiant de gène	54514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 635-724 de la DDX4 humaine (NP_077726.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NQI0
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace